

j. schuler zahntechnik



Labor für Keramik und Orthodontie

Hess-Strasse 27 b Postfach 76 **3097 Liebefeld** Fon (031) 972 33 33 Fax (031) 972 34 76
E-mail office@schuler-zahntechnik.ch Homepage www.schuler-zahntechnik.ch

Wenn Sie ihre Patienten lingual behandeln wollen, senden Sie uns die entsprechenden Silikonabdrücke (siehe Angaben im Download-Bereich) und einen ausgefüllten Laborauftragszettel (finden Sie auch im Download-Bereich auf www.schuler-zahntechnik.ch), geben an, welche Zähne Sie in die Behandlung einbeziehen wollen (Front oder alle), ob Zähne extrahiert werden und spezielle Wünsche im Bezug auf Aufstellung und Bracket-Typ (STb oder Rx)

Lieferfrist für die fertige Laborarbeit beträgt 3 Wochen (ca. 2 Wochen für das Setup und 1 Woche für die Fertigstellung).

Wir erstellen ein Setup- und ein Meistermodell. Auf dem Ersteren wird der Reverenzbogen angepasst und die Brackets (Ormco) ideal positioniert, auf das Meistermodell übertragen und für die Mundübertragung in kleinen Gruppen verblockt. Setupmodell und Referenzbogen werden eingescannt und dienen zum Auswählen und Anpassen der Nitinol- resp. Copper Ni-Ti-Bogen. Die Vorteile dieses Transfer -Systems sind die einfache und schnelle Handhabung durch den behandelnden Arzt und damit kurze Stuhlzeiten, bei gleichzeitig optimaler Positionierungsgenauigkeit.

Unter <http://www.schuler-zahntechnik.ch/Lingual.htm> finden Sie mehr Angaben und Bilder.

Materialnachweis:

Lingual Brackets ORMCO (Rx oder STb)

Lingual Bogen ORMCO

Basiskunststoff Reliance L.C.R.

zum Einkleben vorzugsweise Reliance RE-FT Flow Tain

